

Die Y Cool Tastatur mit 7-farbiger Hintergrundbeleuchtung ermöglicht Arbeiten unter allen Lichtbedingungen. Dank ihres geschlossenen, abwaschbaren Designs mit Sperrfunktion ist sie leicht zu reinigen.

Sie wird mit einem sterilisierbaren, transparenten Schutzbezug geliefert, je nach Wunsch, flach oder leicht geprägt. Ihr kompaktes Format und die flexible Kabelführung machen sie besonders geeignet für den Einsatz auf Vistitenwagen oder Wandhalterungen.



SICHTBAR IM DUNKELN HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Die beleuchteten Tasten können auf Grün, Blau, Lila, Gelb, Rot, Weiß oder Türkis eingestellt werden – für bessere Sicht bei wenig Licht.



BENUTZERFREUNDLICH ANGENEHME HAPTIK

Mechanische Tasten mit vollem Tastenhub und angenehmer Haptik sorgen für komfortables und effizientes Tippen. Die Tastatur ist leicht geneigt und bietet eine glatte, spaltenfreie Unterseite zur einfachen Reinigung.



HOHE SICHTBARKEIT FÖRDERT DIE INFektionskontrolle

Die weiße Oberfläche macht Schmutz und Verunreinigungen sofort sichtbar und erleichtert damit die Reinigung.

HYGIENISCH REINIGEN ABWASCHBAR

Sowohl Tastatur als auch Abdeckung lassen sich mit Wasser, Seife und zugelassenen Reinigungsmitteln abspülen, einsprühen oder abwischen. Die Sperrfunktion schützt Ihre Daten während der Reinigung.



FLEXIBLE BEKABLUNG SCHNELLE INSTALLATION

Die Y Cool besitzt ein 38 cm Kabel mit vier Führungsoptionen und eine 150 cm Verlängerung. Das abnehmbare Kabel ist doppelt zugentlastet für eine lange Lebensdauer.

DESINFektionsmittelbeständig DESINFIZIERBAR

Die Tastatur ist gegen die meisten gebräuchlichen Desinfektionsmittel beständig und lässt sich wie andere häufig berührte Oberflächen behandeln.



SICHERE WAHL OHNE ANTIMIKROBIELLE BESCHICHTUNG

Um jegliches Risiko auf potenzielle Schäden für Benutzer oder die Umwelt zu vermeiden, verzichten wir auf den Einsatz antimikrobieller Beschichtungen.

Reinigungsanweisungen

ZUGELASSENE REINIGUNGSMITTEL



Wasser und Seife.



Mit zugelassenen Flächendesinfektionsmitteln zu reinigen sowie Alkohol, Chlor $\leq 10\%$, Formaldehyd $\leq 37\%$, Glutaraldehyd, Phenol oder Quartär-Ammonium $\leq 2\%$ oder Oxidationsmittel wie Wasserstoffperoxid $\leq 3\%$.

ZUGELASSENE REINIGUNGSMETHODEN



Sie können das Produkt mit Hilfe eines weichen nicht scheuernden Tuchs (z.B. Mikrofaser), einem Desinfektionstuch, einer sehr weichen Bürste, vergleichbar mit der Steifheit eines Pinsels oder eines sehr weichen, nicht scheuernden Schwamms vollständig abwischen.



Sie können auf das Produkt sprühen.



Sie können das Produkt abspülen.

STERILISATIONSMETHODE FÜR SCHUTZBEZÜGE



Sie können das Produkt in einem Autoklav oder Thermodesinfektor sterilisieren (bis zu 134 °C, getestet bei 200 Zyklen).



Sie können dem Produkt Wasserstoffperoxiddampf aussetzen (WPD).



Sie können dem Produkt UV-Licht-Desinfektion aussetzen.

MEHR REINIGUNGINFO UND

ZUGELASSENE DESINFektionsMITTEL



www.man-machine.com

Produktspezifikationen

| | |
|----------------------------|--|
| PRODUKTBESCHREIBUNG | Vollwertige, hintergrundbeleuchtete Tastatur mit Ziffernblock und wahlweise flacher oder geprägter Abdeckung. |
| MATERIAL | Kunststofftastatur mit silikonversiegeltem Inneren, inklusive latexfreiem Silikonbezug |
| IP KLASSIFIZIERUNG | IP65 |
| GARANTIE | 2 Jahre |
| KONFORMITÄT | CE, FCC, EAG, RoHS, REACH |
| FARBE | Hygienisch weiss |
| ABMESSUNGEN | 36,2 x 15 x 1,9 cm |
| GEWICHT | 350 g (ohne Schutbezug), 400 g (mit Schutzbezug) |
| KABELLÄNGE | Kabel: 38 cm; Verlängerung (beigefügt): 150 cm |
| LAGERTEMPERATUR | -20 °C bis 60 °C |
| BETRIEBSTEMPERATUR | 0 °C bis 40 °C |
| STROMAUFNAHME | 5V, 75 mA |
| KOMPATIBILITÄT | Windows, Mac & Linux |
| ANSCHLUSS | USB |
| URSPRUNG | Hergestellt in China nach unserem Design |
| LAYOUT | 100 Tasten einschließlich Ziffernblock und 12 Funktionstasten |
| SPRACHLAYOUT | Belgisch (AZERTY), Deutsch, Französisch (AZERTY), Italienisch, Nordisch (Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch), Schweizerisch-Luxemburgisch, Spanisch, UK-Englisch, US International (QWERTY) |



Europa: info@mmieu.com +31 (0) 23 5450185
 USA: info@mmimd.com +1 301 341 4900